

LE PORT DU MASQUE DE PROTECTION



STOP AU
COVID-19

Les types de masques

Masque FFP2 ou FFP3



PROTEGE :

. Celui qui le porte contre l'inhalation de gouttelettes et de très petites particules en suspension dans l'air (**réservé aux soignant ou personnel médico-social**)

Masque chirurgical



PROTEGE :

. L'entourage de celui qui le porte en évitant la projection de gouttelettes
. Celui qui le porte contre les projections des gouttelettes émises par une personne en face

Masque en tissu / alternatif (répondant aux normes AFNOR)



PROTEGE :

. Les collègues ou les tiers évoluant dans l'environnement immédiat en évitant la projection de gouttelettes

Pour les masques en tissus :

- . **Catégorie 1** : pour les professionnels exposés à des contacts réguliers avec le public
- . **Catégorie 2** : pour les professionnels ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes

Le type du masque est inscrit dessus ou sur son emballage.

LE PORT DU MASQUE DE PROTECTION



STOP AU
COVID-19

Quand faut-il en porter un ?

Le port du masque s'impose pour les salariés où le risque ne peut pas être maîtrisé uniquement par l'application des mesures barrières (soignants, personnel médico-social notamment).

Pour les autres cas, le masque n'est pas obligatoire mais peut s'envisager comme une mesure de protection complémentaire aux mesures barrières.

Comment le porter correctement ?



1. Se laver les mains



2. Passer les élastiques derrière la tête sans les croiser ou derrière les oreilles



3. Placer le masque sur le visage et l'ajuster sur le nez



4. Abaisser le bas du masque sous le menton



5. Contrôler l'étanchéité du masque



6. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec ses mains



7. Après usage, jeter immédiatement dans une poubelle fermée



8. Se laver les mains



Une barbe (même naissante) réduit l'étanchéité du masque au visage et diminue son efficacité globale.